



MANUAL

Standard-, Leichtgewichts-, Multifunktionsrollstühle

MANUELLE ROLLSTÜHLE



TECHNISCHE DATEN
AUF EINEN BLICK AB SEITE 18

STANDARD- FALTROLLSTÜHLE

MEYRA



AB SEITE 8
SERVICE
3.600



AB SEITE 9
BUDGET
9.050

LEICHTGEWICHTS- ROLLSTÜHLE

MEYRA



SEITE 10
FORMAT
3.940



SEITE 11
EUROCHAIR²
2.750



SEITE 12
EUROCHAIR² PRO
2.850



SEITE 13
EUROCHAIR
1.750



SEITE 13
**EUROCHAIR
LAGERVARIANTE**
1.750

MULTIFUNKTIONS- ROLLSTÜHLE

MEYRA



SEITE 14
SOLERO LIGHT
9.072

XXL- ROLLSTÜHLE

MEYRA



SEITE 16
EUROCHAIR² XXL
2.850



SEITE 17
EUROCHAIR² HD
2.850

DAS MEYRA-SIEGEL
FÜR INDIVIDUALITÄT



MY INDIVIDUAL




Mehr Infos:
www.meyra.de/my-individual

Individuelle Lösungen für besondere Anforderungen – In unserem Bestreben, jedem Menschen Mobilität zu gewährleisten, haben maßgeschneiderte Produktlösungen seit jeher einen besonderen Stellenwert bei MEYRA. So personenbezogen die Anforderungen sind, so individuell entwickeln wir Lösungen. Ob für besonders kräftige Personen mit bis zu 300 kg Körpergewicht oder Personen mit bestimmten Einschränkungen des Bewegungsapparates – wir realisieren die passende Lösung, ganz auf das jeweilige Handicap zugeschnitten.

Mit einem hochqualifizierten Team, das ausschließlich für individuelle Lösungen zuständig ist, haben wir den INDIVIDUAL-Bereich im Laufe der letzten Jahre noch weiter ausgebaut. Mehrere Tausend Individuallösungen sind so neben der Serienfertigung entstanden. Jedes Anliegen wird in Kooperation mit Therapeuten und Orthopädietechnikern im Detail geplant und von unserem Fertigungsteam, bestehend aus Ingenieuren und Technikern, professionell realisiert. Gefertigt mit modernen CAD-Anlagen – für gewohnte MEYRA-Qualität.

BESTELLUNG LEICHT GEMACHT:



JETZT ANFRAGEN:
INFO@MEYRA.DE

GARANTIEZEITEN & ISO ZERTIFIZIERUNGEN

GARANTIEBEDINGUNGEN MANUELLE ROLLSTÜHLE

Voraussetzung für die Garantie auf Rahmen und Schere ist der bestimmungsgemäße Gebrauch des Rollstuhls, der eine regelmäßige, fachgerechte Wartung impliziert. Insbesondere sind Beschädigungen durch gelöste Schrauben oder Muttern sowie ausgearbeitete Befestigungsbohrungen der Sitz- und Rückengurte durch häufig gewechselte Bezüge auszuschließen. Weiterhin dürfen keine Veränderungen an tragenden Teilen vorgenommen worden sein.

Ausgenommen von den Garantieleistungen sind Beschädigungen der Oberfläche, hier insbesondere Lackkratzer oder andere mechanische Oberflächenbeschädigungen sowie Verunreinigungen.



ANMERKUNG

Der Begriff „zugelassenes Nutzergewicht“ ist deutlich zu unterscheiden vom Begriff „zulässiges Gesamtgewicht“ eines Rollstuhles, was gleichbedeutend ist mit der Summe aus:

- a) zugelassenes Nutzergewicht
- b) Eigengewicht des Rollstuhles
- c) Zuladung

MODELLTYP	MODELL-NR	ZUGELASSENES NUTZGERWICHT	ISO 10542-2	ISO 7176-19	HMV-NR	GARANTIE AUF RAHMEN & SCHERE*
SERVICE	3.600	120 kg			18.50.02.0006	3 Jahre
BUDGET	9.050	130 kg		✓	18.50.02.0117	3 Jahre
FORMAT	3.940	130 kg		✓	18.50.02.2092	3 Jahre
EUROCHAIR²	2.750	130 kg		✓	18.50.02.2122	3 Jahre
EUROCHAIR² PRO	2.850	130 kg		✓	18.50.02.2123	4 Jahre
EUROCHAIR² XXL	2.850	160 kg / 200 kg		✓	18.50.02.3039	3 Jahre
EUROCHAIR² HD	2.850	300 kg				
EUROCHAIR	1.750	130 kg		✓	18.50.02.2085	3 Jahre
EUROCHAIR Lagervariante	1.750	130 kg		✓	18.50.02.2085	3 Jahre
SOLERO LIGHT	9.072	130 kg		✓	18.50.02.7024	3 Jahre

MEYRA-QUALITÄT

TESTSTRECKEN & CRASH-TESTS

Alle Rollstühle werden auf einer Teststrecke umfassend geprüft. Erst nach erfolgreichem Abschluss der internen Qualitätsprüfungen wird ein Rollstuhl zur Auslieferung freigegeben. Zusätzlich wird bei neuen Modellen vor Markteinführung ein Crash-Test durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Rollstuhl als Ersatz für einen KFZ-Sitz genutzt werden kann. Mehr zum Thema Crashtest finden Sie auf unserer Website: www.meyra.de/infozentrum/crash-test

DER MEYRA-HÄRTETEST

MEYRA testet über den Standard der Normen hinaus. Es werden Stress- und Zuverlässigkeitstests bei uns mit erhöhter Belastung über den normativ vorgeschriebenen Standard hinaus durchgeführt. Das ist einzigartig und gewährleistet die Einhaltung unseres hohen Qualitätsanspruchs an unsere Rollstühle.

DAS IST GEFORDERT:	SO TESTEN WIR:
Double-Drum Test nach gesetzlicher Norm DIN EN 21856 DIN EN 12183	Double-Drum Test nach gesetzlicher Norm und zusätzliche MEYRA-Testverfahren ISO 7176-8
200.000 Lastwechsel ohne Überlast	200.000 – 300.000 Lastwechsel mit 10 % Überlast
-	zusätzlicher Stresstest



KRANKHEITSBILDER & FUNKTIONALITÄTS- ANSPRUCH



KRANKHEITSBILDER

Schädel-Hirn-Trauma MS, ALS, schwere Demenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Schlaganfall Parkinson	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Beinamputation bei degenerativen Erkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Geriatrischer Formenkreis Langzeitversorgungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Adipositas mit Folgeerkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zustand nach OP oder Traumen Kurzzeit- Versorgungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Geriatrischer Formenkreis Kurzzeitversorgungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Klinik- und Einrichtungseinsatz für Transfer und Kurzzeitversorgungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SERVICE 3.600	BUDGET 9.050	FORMAT 3.940	EUROCHAIR ² 1.750 Lagervariante	EUROCHAIR ² 2.750	EUROCHAIR 1.750	EUROCHAIR ² PRO 2.850	EUROCHAIR ² XXL 2.850	EUROCHAIR ² HD 2.850	SOLERO LIGHT 9.072	
FUNKTIONALITÄTSANSPRUCH IN DEN VERSCHIEDENEN MEDIZINI- SCHEN FACHGEBIETEN	Standard	Standard Leichtgewicht	Leichtgewicht Lagervariante	Leichtgewicht, Individual + XXL			Multi- funktion				
Palliativmedizin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Geriatric	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Neurologie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Orthopädie, Traumatologie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Innere Medizin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	




WEITERE INFORMATIONEN
UNTER WWW.MEYRA.DE ODER BEI IHREM
FACHHÄNDLER IN IHRER NÄHE

GLEICHTEILE

TEILEKOMPATIBILITÄT

Hohe Wirtschaftlichkeit durch maximale Teilekompatibilität – dieser Gedanke steckt hinter dem MEYRA Baukastensystem. In der EUROCHAIR-Familie ist dies bereits ein fester Bestandteil und auch im restlichen Manual-Bereich hat sich das Baukastensystem etabliert. Die große Gleichheit der in unseren Rollstühlen verbauten Einzelseiten garantiert zudem eine höhere Flexibilität und einen minimalen Lagerbestand.



BAUTEILE

Seitenteil, Standard

Seitenteil, hvst

Druckbremse

Bremshebelverlängerung

Trommelbremse²⁾

Fußraste

Fußraste hochschwenkbar

Amputationsbeinstütze

Rückenrohr

Rückenbespannung

Sitzbespannung¹⁾

Kreuzstrebe

Lenkräder

Antriebsräder

Stützrollen

Therapietisch

Therapietisch, halbseitig

Gehhilfenhalter

Haltegurt

passive Beleuchtung

Speichenschutz



SERVICE 3.600	BUDGET 9.050	FORMAT 3.940	EUROCHAIR 1.750 Lager- variante	EUROCHAIR² 2.750	EUROCHAIR 1.750	EUROCHAIR² PRO 2.850	EUROCHAIR² XXL 2.850	SOLERO LIGHT 9.072
-	○	○	○	○	○	○	○	-
-	○	○	○	○	○	○	○	-
○	○	○	○	○	○	○	○	-
○	○	○	○	○	○	○	○	-
-	○	○	○	○	○	○	○	-
-	○	○	○	○	○	○	○	○
-	○	○	○	○	○	○	○	○
-	○	○	○	○	○	○	○	○
-	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	○	-	○	○	-
-	-	-	○	○	○	○	○	-
-	-	-	○	○	○	○	○	-
-	-	-	○	○	○	○	○	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	○	○	○	○	○	○	○	-
○	○	○	○	○	○	○	bis SB 53 cm	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	○	○	○	○	○	○	○	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	○	○	○	○	○	○	○	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○

¹⁾ Modelle 1.XXX nutzen dünnere Befestigungsschraube
²⁾ ggf. unterschiedliche Aufnahme

SERVICE 3.600

HMV-Nr. 18.50.02.0006

NUTZERPROFIL

- ✓ Geriatrische Versorgung
- ✓ Rheuma
- ✓ Als Transport- oder Schiebehilfe in Krankenhäusern, Kliniken und Pflegeheimen
- ✓ Für den kurzzeitigen Einsatz im häuslichen Bereich oder nach Unfallverletzungen
- ✓ Transport von mobilitätseingeschränkten Gästen, z. B. im Hotel
- ✓ Als Gehilfe (im Rollstuhl sitzend gehen)

FÜR DEN UNIVERSELLEN EINSATZ

Der SERVICE ist sehr gut für den nicht dauerhaften Einsatz (z.B. nach einer OP) als Transport- und Mobilitätshilfe geeignet.

- Anpassungsmöglichkeiten an die Körpermaße des Nutzers
- Umfangreiches Zubehör
- Leichtgängige faltbarkeit durch Scherenführungsrohre, dadurch hochwertiges Faltsystem mit langer Lebensdauer und guter Parallelführung der Seitenrahmen
- Greifreifen-Antrieb/Schiebebetrieb
- Seitenteile, Armlehnen und Beinstützen abnehmbar
- Kniehebelbremse
- Klinikvariante in Chrom verfügbar
- PU-Armlehnen für Therapietisch geeignet



Lenkrad pannensicher
200 x 50 mm



Beinstützen abnehmbar,
wegschwenkbar



Seitenteil vorn abge-
schrägt mit gepolster-
ter Armauflage



Greifreifen Alu mit 15 mm Abstand

Sitzhöhe vorne / hinten: 520 mm / 490mm
Sitztiefe: 440 mm

Rahmenfarbe Chrom oder Silverline



Nutzer-
gewicht bis
120 kg



Rollstuhl-
Leergewicht
ab 18,5 kg



Sitzbreiten
von
400 – 510 mm



BUDGET

9.050

HMV-Nr. 18.50.02.0117

NUTZERPROFIL

- ✓ Schiebe-Greifreifenantrieb
- ✓ Rheuma
- ✓ Geriatrische Versorgung.

WIRTSCHAFTLICH UND INNOVATIV

Der BUDGET ist durch sein einfaches Handling im Alltag gut für den häuslichen und stationären Bereich geeignet.

- Vordere Sitzhöhe ist ohne Austausch von Komponenten variabel
- Komfortentnahmefunktion des Seitenteils
- Serienmäßige Radstandverlängerung mit einmaliger Optimierung der Manövrierbarkeit für Begleitperson
- Faltbar
- Greifreifen-Antrieb/Schiebebetrieb
- Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar, winkelverstellbare Fußplatten
- Verriegelbare Armlehnen, nach hinten abklappbar
- Alle Antriebsräder inkl. Steckachse, Auftrittshilfe serienmäßig
- Druck- oder Trommelbremse für Begleitperson (Option)



Kniehebelbremse



Verriegelbare
Armlehnen nach
hinten abklappbar



Beinstützen abnehmbar,
wegschwenkbar



Rücken mit Lumbalnack

Komfortentnahmefunktion des
Seitenteils

Vordere Sitzhöhe einstellbar ohne
Teiletausch. Sitzhöhe vorne / hinten:
470 – 510 mm / 440 – 490 mm
Sitztiefe: 430 mm

Rahmenfarbe Silverline



Nutzer-
gewicht bis
130 kg



Rollstuhl-
Leergewicht
ab 19,6 kg



Sitzbreiten
von
380 – 510 mm



FORMAT 3.940

HMV-Nr. 18.50.02.2092


NUTZERPROFIL

- ✓ Häuslicher und stationärer Bereich
- ✓ Geriatrische Versorgung
- ✓ Rheuma

DIE QUALITÄTSALTERNATIVE FÜR DEN WIEDEREINSATZ

Der FORMAT eignet sich hervorragend für den Einstieg in die eigene Mobilität. Bei erhöhtem Anpassbedarf des Nutzers unterstützt der Format beim Aufstehen und Transfer, da die Sitzhöhe auf die Körpergröße abgestimmt werden kann.

- Faltbar
- Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar
- Anpassbare Sitzhöhe
- Verriegelbare Armlehnen nach hinten abklappbar, hinter dem Rücken einklappbar
- Alle Antriebsräder inkl. Steckachse
- Kniehebelbremse oder Trommelbremse für Begleitperson (Option)
- Anpassrücken, winkelverstellbare Fußplatte, Auftrittshilfe und Radstandverlängerung serienmäßig
- Anbindung an das MEYRA-Baukastensystem der EUROCHAIR-Familie



Winkelverstellbare
Fußplatten



Seitenteil mit
Komfortentnahme



Sicherheitspaket
(optional): passive Beleuchtung, Stützrollen, Sicherheitsgurt, Stockhalter



Rücken mit Lumbalknick

Sitzhöhe vorne / hinten:
470 – 510 mm / 440 – 490 mm
Sitztiefe: 400 – 430 mm

Antriebsrad 24" Alu

Beinstützen abnehmbar, wegschwenkbar



Nutzer-
gewicht bis
130 kg



Rollstuhl-
Leergewicht
ab 17,5 kg



Sitzbreiten
von
380 – 510 mm



EUROCHAIR² 2.750

HMV-Nr. 18.50.02.2122

NUTZERPROFIL

- ✓ Für den dauerhaften Alltagsgebrauch
- ✓ Für die optimale Versorgung von zahlreichen Krankheiten durch hohe Verstellvarianz
- ✓ Vorwiegend häuslicher Einsatz, aber auch in Rehakliniken zum Erreichen therapeutischer Zielen
- ✓ Für große und breite Personen

DAS LEICHTGEWICHT FÜR DEN UNIVERSELLEN EINSATZ

Der EUROCHAIR² fördert die selbständige Mobilität durch feinstufige Anpassung von Sitz, Rückenlehne und Fahrwerk an den Nutzer. Eine einfache Bedienung, bessere Leichtlaufeschaften bei geringen Antriebskräften und ein reduziertes Gewicht erleichtern das Alltagshandling.

- Faltbar und individuell anpassbar
- Seitenteil höhenverstellbar, hochschwenkbar, abschwenkbar, abnehmbar
- Winkelverstellbarer Steuerkopf
- Höhenverstellbares Seitenteil mit tiefeinstellbarer Armauflage
- Anpassrücken
- Umfangreiches Zubehör und schnelle Ersatzteilversorgung durch das MEYRA-Baukastensystem



Sicherheitspaket und Sitzkissen inklusive



Höhenverstellbares Seitenteil mit tiefeinstellbarer Armauflage



Doppelschere in Serie



Sitz- und Rückengurt: Gepolstert, schwarz

Sitzhöhe variabel: 470 – 520 mm
Sitztiefe variabel: 400 – 460 mm

Radstandsverlängerung durch Drehen des Varioblockes nach hinten

Beinstützen abnehmbar, abschwenkbar.
Fußplatten winkelverstellbar, inkl. Einzelwadengurt



Nutzer-
gewicht bis
130 kg



Rollstuhl-
Leergewicht
ab 17,5 kg



Sitzbreiten
von
380 – 530 mm



EUROCHAIR² PRO 2.850

HMV-Nr. 18.50.02.2123

NUTZERPROFIL

- ✓ Vollausstattung für dauerhaften Einsatz
- ✓ Optimale Versorgung von zahlreichen Krankheiten durch hohe Verstellvarianz
- ✓ Vorwiegend häuslicher Einsatz, aber auch In Rehakliniken zum Erreichen therapeutischer Ziele
- ✓ Zum Einsatz bei verschiedensten Antriebsarten
- ✓ HEMI Komponenten

FUNKTIONAL UND INTELLIGENT

Der EUROCHAIR² PRO fördert die selbstständige Mobilität durch feinstufige Anpassung an den Nutzer. Er zeichnet sich aus durch ermüdungsarmes Sitzen über längere Zeit, eine einfache Bedienung von Seitenteilen und Beinstützen und eine gute Leichtlaufeigenschaften bei geringen Antriebskräften.

- Seitenteil höhenverstellbar, hochschwenkbar, abschwinkbar, abnehmbar
- Doppelschere in Serie
- Faltbar
- Beinstützen nach innen und außen abschwinkbar
- Armlehnen abnehmbar, nach hinten abklappbar
- Kniehebelbremse oder Trommelbremse für Begleitperson (Option)
- Auftrittshilfe serienmäßig
- Einfache Radstandsverlängerung durch Drehen des Varioblocks
- Sehr gute Abstimmung auf verschiedene Einsatzbereiche, da gleiche Sitzhöhe bei unterschiedlichen Radgrößen einstellbar



Lenkrad 180 mm PU



Höhenverstellbares Seitenteil mit tiefeinstellbarer Armauflage



Radstandsverlängerung durch Drehen des Varioblocks nach hinten



Anpassrücken in Serie



Sitztiefen von 400 – 490 mm
Sitzhöhen variabel



Beinstützen abnehmbar, abschwinkbar.
Fußplatten winkelverstellbar, inkl. Einzelwadengurt



Nutzer-
gewicht bis
130 kg



Rollstuhl-
Leergewicht
ab 17,5 kg



Sitzbreiten
von
300 – 530 mm



EUROCHAIR 1.750

HMV-Nr. 18.50.02.2085

NUTZERPROFIL

- ✓ Für den dauerhaften Alltagsgebrauch
- ✓ Für die optimale Versorgung von zahlreichen Krankheiten durch hohe Verstellvarianz
- ✓ Vorwiegend häuslicher Einsatz, aber auch in Rehakliniken zum Erreichen therapeutischer Ziele
- ✓ Für große und breite Personen

INDIVIDUELL ANGEPASST

Der EUROCHAIR verfügt über viele Anpassungsmöglichkeiten ohne Teiletausch und ist daher ideal für die individuelle Anpassung geeignet. Die Antriebsradposition ist horizontal und vertikal verstellbar für noch mehr Flexibilität.

Sehr kurze Umbauzeiten, hohe Variabilität durch Nachrüstsätze und geringes Gewicht erleichtern das Alltagshandling.

- Lagervariante
- Optimale Versorgung von zahlreichen Krankheitsbildern
- Hohe Verstellvarianz und individuelle Anpassung
- Servicefreundlich
- Viele Anpassungsmöglichkeiten sind ohne Teiletausch möglich
- Leicht zu transportieren
- Umfangreiches Baukastensystem
- Faltbar



Winkelverstellbarer Steuerkopf, Alu Lenkgabel



Hohe Variabilität durch Nachrüstsätze



Umrüstung schnell und gezielt möglich ohne Teiletausch



Seitenteil hochklappbar, wegschwenkbar und abnehmbar

Sitzhöhe vorne / hinten:
430 – 510 mm / 430 – 530 mm
Sitztiefe: 400 – 460 mm

2 Rahmenfarben zur Auswahl

Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar, winkelverstellbare Fußplatten



Nutzer-
gewicht bis
130 kg



Rollstuhl-
Leergewicht
ab 15 kg
(mit Druck-
bremse)



Sitzbreiten
von
380 – 530 mm



SOLERO LIGHT 9.072

HMV-Nr. 18.50.02.7024

NUTZERPROFIL

- ✓ Geriatriische Versorgung in Senioren- und Pflegezentren sowie im häuslichen Bereich
- ✓ Bei körperlichen Funktionsstörungen, die eine gute, unterstützende Sitzposition erforderlich machen
- ✓ Gute Eignung und Mobilisierung für Selbstfahrer

LEICHTES HANDLING

Die sehr schmale Gesamtbreite des SOLERO LIGHT ist vorteilhaft beim Durchfahren enger Türbreiten oder in beengten Räumen.

- Einfache Bedienbarkeit
- Stufenlose Verstellung des Sitz- und Rückenwinkels
- Druckbremse, optional Trommelbremse
- Montagemöglichkeit sämtlicher Zusatzantriebe
- Schonendes Zurücksetzen und Aufrichten durch Gasdruckfeder-technik
- Kompakte und niedrige Sitzhöhe
- Variable Sitzbreite und Sitztiefenverstellung
- Kopfstütze höhen-, tiefen- und winkelverstellbar
- Armlehnen höhenverstell- und abnehmbar mit Memoryfunktion
- Erhöhte Standsicherheit durch schwerpunktorientierte Rahmenkonstruktion



Armauflage höhen- und tiefenverstellbar



Querliegender Schiebebügel (optional)



Kopfstütze mit verstellbaren Seitenpolstern und Kugelgelenk (optional)



Sitzkantelung von -2 bis +25°

Sitzhöhe mit Sitzpolster: 440 / 520 mm
Sitztiefe: 420 – 480 mm

Beinstützen winkelverstell- und arretierbar, abnehmbar, weg-, hochschwenkbar



Nutzergewicht
130 kg



Rollstuhl-
Leergewicht
ab 38 kg



Sitzbreiten von
430 – 460 mm /
480 – 510 mm





XXL FÜR BESONDERE ANFORDERUNGEN

WEITERE XXL-PRODUKTE
UNTER WWW.MEYRA.DE ODER IN
UNSERER BARIATRIE-BROSCHÜRE.



EUROCHAIR² XXL 2.850

HMV-Nr. 18.50.02.3039

NUTZERPROFIL

- ✓ Geeignet für schwere Personen bis 200 kg
- ✓ Langzeitversorgung mit hohem Anpassbedarf für die selbstständige Mobilität
- ✓ Vorwiegend häuslicher Einsatz, aber auch in Rehakliniken zum Erreichen therapeutischer Ziele
- ✓ Einsatz bei verschiedenen Antriebsarten

MAXIMALE STABILITÄT

Der EUROCHAIR² XXL erleichtert das Fahren durch zahlreiche Einstellmöglichkeiten am Fahrwerk. Ein ergonomisch günstiger Greifwinkel entlastet die Schultergelenke. Ein verbesserter Wirkungsgrad erhöht die Selbstständigkeit und unterstützt die optimale Ausnutzung der vorhandenen Antriebskräfte. Dies führt zu einer leichteren Fortbewegung und größerer Wendigkeit. Durch Zurüstung von einer querliegenden Schiebbestange und/oder einem durchgehenden Fußbrett erhält der Nutzer größtmögliche Unterstützung bei der Sitzposition.

- Faltbar
- Besonders stabil und in 5 Sitzbreiten erhältlich
- Anpassrücken
- Trommelbremse für Begleitperson (Option)
- Auftrittshilfe serienmäßig



Durchgehendes Fußbrett



Erhöhte Stabilität durch Verwendung einer Doppelschere



Höhenverstellbares Seitenteil mit tiefeinstellbaren Armauflagen in Serie




Sitzhöhe vorne / hinten variabel:
460 – 520 mm
Sitztiefe: 430 / 460 / 490 mm

Besonders belastbar

Beinstützen abnehmbar, wegschwenkbar



Nutzergewicht bis 160 kg (verstärkte Ausführung bis 200 kg)



Rollstuhl-Leergewicht ab 19 kg



Sitzbreiten von 480 – 650 mm



EUROCHAIR² HD 2.850

NUTZERPROFIL

- ✓ Geeignet für schwere Personen bis 300 kg
- ✓ Die Versorgung und der Transfer für Nutzer und Begleitperson wird erleichtert
- ✓ Einsatz in Alten- u. Pflegeheimen, Therapie- und Rehazentren bzw. im häuslichen Bereich zur Unterstützung therapeutischer Ziele

BESONDERE ANFORDERUNGEN

Der EUROCHAIR² HD ermöglicht eine selbstständige Fortbewegung einer schwergewichtigen Person und/oder Versorgung und Beförderung im barrierefreien Innen- und Außenbereich. Die selbstständige Mobilität wird soweit wie möglich durch gute Anpassung von Sitz, Rückenlehne und Fahrwerk an den Nutzer unterstützt. Durch die querliegende Schiebbestange und dem durchgehenden Fußbrett erhält der Nutzer größtmögliche Unterstützung bei der Sitzposition.


- Verstärkter Rücken, Sitzgurt und hintere Seitenteilaufnahme
- Faltbar
- Rahmenbau aus hochfestem Stahl
- Durchgehendes Fußbrett
- Armlehnen abnehmbar, nach hinten abklappbar
- Trommelbremse für Begleitperson
- Auftrittshilfe serienmäßig



Durchgehendes Fußbrett



Erhöhte Stabilität durch Verwendung einer Doppelschere



Verstärkter Sitzgurt




Sitzhöhe vorne / hinten:
500 / 475 mm oder 475 / 450 mm
Sitztiefe: 460 / 500 mm

Verstärkte Ausführung bis 300 kg Nutzergewicht im Lieferumfang enthalten:

- Verstärkter Rückengurt
- Verstärkter Sitzgurt
- Durchgehendes Fußbrett
- Trommelbremse
- Querliegende Schiebbestange



Nutzergewicht bis 300 kg



Rollstuhl-Leergewicht ab 35 kg



Sitzbreiten von 700 – 800 mm




TECHNISCHE DATEN

Maßtoleranzen ± 10 mm, ± 2°, Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen

	SERVICE 3.600	BUDGET 9.050	FORMAT 3.940	EUROCHAIR ² 2.750
HMV-Nr.	18.50.02.0006	18.50.02.0117	18.50.02.2092	18.50.02.2122
Sitzbreite in mm	400 / 450 ³⁾ / 480 / 510	380 / 400 / 430 / 460 / 480 / 510	380 / 400 / 430 / 460 / 480 / 510	380 / 400 / 430 / 460 / 480 / 500 / 530
Breite fahrbereit in mm	620 / 670 / 700 / 730	560 / 580 / 610 / 640 / 660 / 690	560 / 580 / 610 / 640 / 660 / 690	580 / 600 / 630 / 660 / 680 / 700 / 730
Breite gefaltet in mm	310	280	280	310
Sitztiefe in mm	440	430	400 – 430	variabel 400 – 460
Sitzhöhe in mm	-	-	-	-
Sitzhöhe vorne in mm	520	470 – 510	470 – 510	variabel 470 – 520
Sitzhöhe hinten in mm	490	440 – 490	440 – 490	
Gesamthöhe in mm	920	960	960	930
Rückenhöhe in mm	400	420	420	400 / 420 / 440
Rückenwinkel in Grad	-	-	-	-
Sitzkantelung in Grad	-	-	-	-
Armlehnenhöhe in mm	240	210,5	215	210 – 260
Länge mit / ohne Fußstütze	1.080 / 780	1.040	1.040	1.050 ⁴⁾
Personengewicht in kg	120	130	130	130
Leergewicht in kg	19	18,5	17,5	17,5
Zul. Gesamtgewicht in kg	139	148,5	147,5	147,5
Transportgewicht in kg	11	11,5	10,5	-
Antriebsrad in mm (Zoll)	610 (24")	610 (24")	610 (24")	616 (24")
Statische Stabilität (auch bei angezogener Bremse) in Grad	-	-	-	-
Bremsprüfung nach NORM in Grad	-	-	-	7°

EUROCHAIR ² PRO 2.850	EUROCHAIR 1.750 LAGERVARIANTE	EUROCHAIR 1.750	SOLERO LIGHT 9.072	EUROCHAIR ² XXL 2.850	EUROCHAIR ² HD 2.850
18.50.02.2123	18.50.02.2085	18.50.02.2085	18.50.02.7024	18.50.02.3039	-
300 / 320 / 340 / 360 / 380 / 400 / 430 / 460 / 480 / 500 / 530	380 / 400 / 430 / 460 / 480 / 500 / 530	380 / 400 / 430 / 460 / 480 / 500 / 530	430 – 460 / 480 – 510	480 / 500 / 530 / 580 / 650	700 / 750 / 800
500 / 520 / 540 / 560 / 580 / 600 / 630 / 660 / 680 / 700 / 730	560 / 580 / 610 / 640 / 660 / 680 / 710	560 / 580 / 610 / 640 / 660 / 680 / 710	min. 620	680 / 700 / 730 / 780 / 850	920 / 970 / 1.020
310	280	280		310	310
400 / 430 / 460 / 490	400 – 460	400 – 460	420 – 480	430 / 460 / 490	460 / 500
-	-	-	440 / 520	-	-
variabel 390 – 560	variabel 430 – 510	variabel 430 – 510	-	variabel 460 – 520	475 / 500
variabel 390 – 520	variabel 430 – 530	bei Hemi-Option 430 – 530	-	variabel 460 – 520	475 / 450
variabel 790 – 1.050	960	960	1.040 – 1.180	930	960
400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500	400 / 420	400 / 420	530 – 560	400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500	430
-	-	-	0° – 45°	-	-
-	-	-	(-2°) – 25°	-	-
210 – 260	ab 230	ab 230	210 – 270	210 – 260	230 – 330
1.050	ab 1.000	ab 1.000	1.180 / 910	max. 1.070 / max. 840	max. 1.140 / max. 880
130	130	130	130	160 / 200 / 300	300
17,5	15 ⁵⁾	15 ⁵⁾	38	19	34
147,5	150	150	168	179 / 219	334
10	-	-	23	12	27,5
22" 24"	600 (24")	500 (22") 600 (24")	610 (24")	610 (24")	610 (24")
-	-	-	-	-	-
-	7°	7°	-	-	-



Ausg. 2024/02

MEYRA GmbH Meyra-Ring 2 | 32689 Kalletal-Kalldorf | Deutschland
info@meyragroup.com | Tel.: +49 5733 922 - 0 | Fax: +49 5733 922 - 9311 | www.meyra.de

2024-05 Technische Änderungen unserer Produkte sowie Druckfehler
und Farbabweichungen in unseren Drucksachen behalten wir uns vor.
Ident-Nr. 261 505 600

Bildnachweis: Seite 1,24 © „Halfpoint“ – istockphoto.com; Seite 3 © „Gorodenkoff“ – stock.adobe.com;
Seite 15 © „FredFroese“ – istockphoto.com